

**Microburetta Classe AS con rubinetto dritto****BRAND**

Microburetta tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto di contatto delle 2 punte - modello Bang - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - disponibile con rubinetto dritto con valvola a spillo (rubinetto intermedio di carico con maschio in PTFE) o rubinetto SN in vetro (rubinetto intermedio con maschio in vetro) - base inclusa - certificato del lotto incluso.



Code	Description	Packaging
LLG04689222	microburetta rubinetto dritto in PTFE - 10 mL	2 pz
LLG04689233	microburetta rubinetto dritto in PTFE - 2 mL	2 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

