

**Microburetta Classe AS con rubinetto dritto****BRAND**

Microburetta tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto di contatto delle 2 punte - modello Bang - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - disponibile con rubinetto dritto con valvola a spillo (rubinetto intermedio di carico con maschio in PTFE) o rubinetto SN in vetro (rubinetto intermedio con maschio in vetro) - base inclusa - certificato del lotto incluso.



Code	Description	Packaging
LLG04689222	microburetta rubinetto dritto in PTFE - 10 mL	2 pz
LLG04689233	microburetta rubinetto dritto in PTFE - 2 mL	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

