

**Staffa per burette automatiche****BRAND**

Staffa per burette automatiche, in PTFE. Guarnizione senza lubrificante in modo da non contaminare il campione. Resistente a sostanze chimiche per temperature comprese fra -200 e +260 °C. Struttura robusta per uso permanente. Con collare zigrinato e anello di guarnizione che garantiscono eccellente tenuta. Basso tasso di perdita:  $Q 1 \cdot 10^{-4} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$ .



Code	Description	Packaging
LLG07072267	Staffa per burette automatiche, in PTFE, NS 29/32	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

