

**Cilindro vetro Classe A****BRAND**

Cilindro in vetro forma alta tipo Blaubrand: anelli di taratura sui punti principali e lettura al livello inferiore del menisco - classe A - per lavori di precisione - anelli di taratura e iscrizioni di colore blu ad elevato contrasto - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base esagonale - becco di travaso - calibrato a contenere (in) - con numero di lotto e certificato di lotto.



Code	Description	Packaging
LLG04688977	cilindro in vetro classe A - cap. 50 mL	2 pz
LLG04688983	cilindro in vetro classe A - cap. 5 mL	2 pz
LLG04688984	cilindro in vetro classe A - cap. 100 mL	2 pz
LLG04688985	cilindro in vetro classe A - cap. 250 mL	2 pz
LLG04688986	cilindro in vetro classe A - cap. 500 mL	2 pz
LLG04688995	cilindro in vetro classe A - cap. 10 mL	2 pz
LLG04688996	cilindro in vetro classe A - cap. 25 mL	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

