


**Cilindro vetro Classe A ETERNA****BRAND**

Cilindro in vetro forma alta tipo Blaubrand Eterna: anelli di taratura sui punti principali e lettura al livello inferiore del menisco - classe A - per lavori di precisione - anelli di taratura e iscrizioni di colore marrone particolarmente resistenti a metodi di lavaggio aggressivi - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base esagonale - becco di travaso - calibrato a contenere (in) - con numero di lotto e certificato di lotto.



Code	Description	Packaging
LLG04688978	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 50 mL	2 pz
LLG04689036	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 25 mL	2 pz
LLG04689129	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 5 mL	2 pz
LLG04689130	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 10 mL	2 pz
LLG04689131	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 100 mL	2 pz
LLG04689132	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 250 mL	2 pz
LLG04689133	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 500 mL	2 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

