

**Cilindro vetro Classe B ETERNA con tappo****BRAND**

Cilindro in vetro forma alta Silberbrand Eterna: tratti di graduazione corti e lettura al livello inferiore del menisco - con tappo - classe B - per lavori di routine - anelli di taratura e iscrizioni di colore marrone particolarmente resistenti a metodi di lavaggio aggressivi - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base esagonale con tappo in PP (per le capacità 500 e 1000 mL tappo ottagonale in PE) - smerigliatura normalizzata secondo le norme ISO - calibrato a contenere (in).



Code	Description	Packaging
LLG04688987	cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 25 mL	2 pz
LLG04688988	cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 50 mL	2 pz
LLG04688997	cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 250 mL	2 pz
LLG04688998	cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 500 mL	2 pz
LLG04689010	cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 100 mL	2 pz
LLG04689232	cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 10 mL	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

