

**Cilindro in PP forma bassa****BRAND**

Cilindro graduato in polipropilene - forma bassa - con base circolare - graduazione inalterabile in rilievo - estremamente resistente agli urti - l'elevata qualità della plastica garantisce un'eccellente resistenza chimica - le pareti quasi parallele permettono una equidistanza delle linee di graduazione - becco funzionale minimizza lo sgocciolamento - l'esposizione a temperature superiori ad 80°C non modifica l'accuratezza della misura - per preservare la graduazione, si raccomanda durante il lavaggio una temperatura massima di 60°C.



Code	Description	Packaging
LLG04689142	cilindro in PP forma bassa - cap. 250 mL	5 pz
LLG04689143	cilindro in PP forma bassa - cap. 500 mL	5 pz
LLG04689144	cilindro in PP forma bassa - cap. 1000 mL	5 pz
LLG04689145	cilindro in PP forma bassa - cap. 25 mL	10 pz
LLG04689146	cilindro in PP forma bassa - cap. 50 mL	10 pz
LLG04689147	cilindro in PP forma bassa - cap. 100 mL	10 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

