

**Cilindro in PMP Classe A+ scala blu****BRAND**

Cilindro graduato in polimetilpentene - forma alta - elevata trasparenza - classe A+ - conforme ISO 6706 e DIN 12 681 - con scala di colore blu con inchiostro speciale di elevata qualità - calibrato a contenere (in) - estremamente resistente agli urti - l'elevata qualità della plastica garantisce un'eccellente resistenza chimica - le pareti quasi parallele permettono una equidistanza delle linee di graduazione - bordo rinforzato - becco funzionale minimizza lo sgocciolamento - l'esposizione a temperature superiori a 121°C (trattamento in autoclave) non ha effetti sulla precisione - per preservare la graduazione si raccomanda durante il lavaggio una temperatura massima di 60°C - con certificato del lotto.



Code	Description	Packaging
LLG04688055	cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 100 mL	2 pz
LLG04688865	cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 10 mL	2 pz
LLG04688866	cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 25 mL	2 pz
LLG04688867	cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 50 mL	2 pz
LLG04688870	cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 250 mL	2 pz
LLG04688871	cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 500 mL	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

