

**Cilindro in PMP scala in rilievo****BRAND**

Cilindro graduato in polimetilpentene - forma alta - elevata trasparenza - classe B - conforme ISO 6706 e DIN 12 681 - con graduazioni permanenti stampate in rilievo - calibrato a contenere (in) - con base pentagonale - estremamente resistente agli urti - l'elevata qualità della plastica garantisce un'eccellente resistenza chimica - le pareti quasi parallele permettono una equidistanza delle linee di graduazione - bordo rinforzato - becco funzionale minimizza lo sgocciolamento - l'esposizione a temperature superiori a 120°C (trattamento in autoclave per 20 minuti) non ha effetti sulla precisione - per preservare la graduazione si raccomanda durante il lavaggio una temperatura massima di 60°C.



Code	Description	Packaging
LLG04689047	cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 250 mL	5 pz
LLG04689048	cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 500 mL	5 pz
LLG04689049	cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 1000 mL	5 pz
LLG04689050	cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 10 mL	10 pz
LLG04689051	cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 25 mL	10 pz
LLG04689052	cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 50 mL	10 pz
LLG04689053	cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 100 mL	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

