

**Imbuto separatore in PP****BRAND**

Imbuto separatore in polipropilene traslucido e infrangibile - utile per separazioni con prodotti pericolosi o radioattivi - è possibile osservare chiaramente l'interfaccia tra le due fasi - fornito con tappo a vite in polietilene e rubinetto in PTFE - sterilizzabile in autoclave a 121 °C, escluso il tappo a vite.



Code	Description	Packaging
LLG04682613	imbuto separatore in PP - cap. 125 mL	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

