

**Matraccio tarato Blaubrand Eterna****BRAND**

Matraccio tarato - tipo Blaubrand classe A - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 1042 - anello di taratura e iscrizione di colore marrone, resistenti ai frequenti lavaggi - calibrato a contenere (In) - sottoposto a rigidi controlli statistici di qualità che garantiscono un elevato standard - indispensabile per la preparazione di diluizioni e soluzioni standard - tappo in polipropilene, a testa quadrata e forma a punta che facilita lo sgocciolamento - la forma del tappo riduce considerevolmente il pericolo di rottura in caso di rovesciamenti e impedisce il rotolamento sul banco di laboratorio - in ogni confezione è incluso un certificato del lotto.



Code	Description	Packaging
LLG04688056	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 5 mL - collo largo	2 pz
LLG04688057	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 50 mL - collo largo	2 pz
LLG04688058	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 100 mL	2 pz
LLG04689234	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 25 mL	2 pz
LLG04689235	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 25 mL - collo largo	2 pz
LLG04689236	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 10 mL - collo largo	2 pz
LLG04689237	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 20 mL	2 pz
LLG04689238	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 20 mL - collo largo	2 pz
LLG04689239	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 50 mL	2 pz
LLG04689240	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 200 mL	2 pz
LLG04689241	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 250 mL	2 pz
LLG04689242	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 500 mL	2 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

