

**Matraccio tarato rivestito in plastica****BRAND**

Matraccio tarato con rivestimento in plastica PUR - tipo Blaubrand classe A - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 1042 - il rivestimento in PUR avvolge il matraccio come un mantello protettivo: se il matraccio si dovesse rompere si riduce sensibilmente la dispersione di schegge di vetro pericolose - la produzione di cariche elettrostatiche non aumenta rispetto ai matracci in vetro non rivestiti - per differenziarlo visivamente il rivestimento è colorato in azzurro - la temperatura massima di utilizzo consentita è 135 °C con calore secco (tempo di trattamento 30 minuti) - la temperatura massima di lavaggio è 95 °C - frequenti trattamenti in autoclave riducono la protezione - calibrato a contenere (ln) - tappo in polipropilene ad elevata resistenza - in ogni confezione è incluso un certificato del lotto.



Code	Description	Packaging
LLG04689122	matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 50 mL - collo largo	2 pz
LLG04689123	matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 100 mL	2 pz
LLG04689124	matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 200 mL	2 pz
LLG04689125	matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 250 mL	2 pz
LLG04689126	matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 500 mL	2 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

