

**Pipetta Eterna scolamento totale valore 0 in alto, classe AS****BRAND**

Pipetta graduata classe AS Eterna - tipo 3 - a scolamento totale - valore 0 in alto
- graduata fino alla punta - in vetro AR-GLAS - conforme alla DIN ISO 835 -
graduazioni e iscrizioni di colore marrone, resistenti a lavaggi ripetuti - calibrate
per scolamento parziale (Ex) - per alcune capacità l'estremità superiore è adatta
per l'inserimento del tampone di cotone - certificato del lotto incluso.



Code	Description	Packaging
LLG04688043	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 5 mL - div. 0,1 mL - x cotone	12 pz
LLG04688044	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 25 mL - div. 0,1 mL - x cotone	6 pz
LLG04689204	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 0,5 mL - div. 0,01 mL	12 pz
LLG04689205	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 1 mL - div. 0,01 mL	12 pz
LLG04689206	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 2 mL - div. 0,02 mL	12 pz
LLG04689207	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 20 mL - div. 0,1 mL - x cotone	6 pz
LLG04689208	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 1 mL - div. 0,01 mL - x cotone	12 pz
LLG04689209	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 2 mL - div. 0,02 mL - x cotone	12 pz
LLG04689210	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 5 mL - div. 0,05 mL - x cotone	12 pz
LLG04689211	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 10 mL - div. 0,1 mL - x cotone	12 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

