

**Pipetta graduata Classe B ETERNA tipo 3****BRAND**

Pipetta graduata - classe B Eterna - tipo 3 - con valore 0 in alto - graduata fino alla punta - scolamento totale - in vetro AR-GLAS - conforme alla DIN ISO 835 - graduazioni e iscrizioni di colore marrone, resistenti a ripetuti lavaggi - calibrata per scolamento (Ex) - per alcune capacità l'estremità superiore è adatta per l'inserimento del tampone di cotone.



Code	Description	Packaging
LLG04688037	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 10 mL - div. 0,1 mL - per cotone	12 pz
LLG04688819	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 20 mL - div. 0,1 mL - per cotone	6 pz
LLG04688820	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 25 mL - div. 0,1 mL - per cotone	6 pz
LLG04688821	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 1 mL - div. 0,01 mL	12 pz
LLG04688822	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 2 mL - div. 0,01 mL	12 pz
LLG04688823	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 2 mL - div. 0,02 mL	12 pz
LLG04688824	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 5 mL - div. 0,05 mL - per cotone	12 pz
LLG04688825	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 5 mL - div. 0,1 mL - per cotone	12 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

