


**Pipetta sierologica a foro largo****BRAND**

Pipetta sierologica - punta a foro largo - graduata fino alla punta - scolamento totale - in vetro AR-GLAS - graduazioni e iscrizioni di colore marrone - anelli di taratura corti - diametro della punta: circa 2 mm per 1 e 2 mL; circa 3 mm per 5, 10, 25 mL - estremità superiore adatta per l'inserimento del tampone di cotone - calibrata per scolamento (Ex) - lunghezza 360 mm (25 mL: 450 mm).



Code	Description	Packaging
LLG04689183	pipetta serologica a foro largo - 25 mL - diam. punta circa 3 mm	6 pz
LLG04689184	pipetta serologica a foro largo - 1 mL - diam. punta circa 2 mm	12 pz
LLG04689185	pipetta serologica a foro largo - 2 mL - diam. punta circa 2 mm	12 pz
LLG04689186	pipetta serologica a foro largo - 5 mL - diam. punta circa 3 mm	12 pz
LLG04689187	pipetta serologica a foro largo - 10 mL - diam. punta circa 3 mm	12 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

