

**Pipetta sierologica a foro largo****BRAND**

Pipetta sierologica - punta a foro largo - graduata fino alla punta - scolamento totale - in vetro AR-GLAS - graduazioni e iscrizioni di colore marrone - anelli di taratura corti - diametro della punta: circa 2 mm per 1 e 2 mL; circa 3 mm per 5, 10, 25 mL - estremità superiore adatta per l'inserimento del tampone di cotone - calibrata per scolamento (Ex) - lunghezza 360 mm (25 mL: 450 mm).



Code	Description	Packaging
LLG04689184	pipetta serologica a foro largo - 1 mL - diam. punta circa 2 mm	12 pz
LLG04689185	pipetta serologica a foro largo - 2 mL - diam. punta circa 2 mm	12 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

