


**Pipetta graduata Classe B ETERNA tipo 2****BRAND**

Pipetta graduata in vetro AR-GLAS - in accordo a DIN EN ISO 835 - tipo 2 - a sciolamento totale
- Silberbrand ETERNA - classe B - con volume nominale in lato - calibrata per sciolamento (Ex).



Code	Description	Packaging
LLG04689011	pipetta tipo 2 - 1 mL - div. 0,01 mL	12 pz
LLG04689012	pipetta tipo 2 - 2 mL - div. 0,01 mL	12 pz
LLG04689013	pipetta tipo 2 - 2 mL - div. 0,02 mL	12 pz
LLG04689067	pipetta tipo 2 - 5 mL - div. 0,1 mL - predisposizione tampone di cotone	12 pz
LLG04689069	pipetta tipo 2 - 25 mL - div. 0,1 mL - predisposizione tampone di cotone	6 pz
LLG04689070	pipetta tipo 2 - 5 mL - div. 0,05 mL - predisposizione tampone di cotone	12 pz
LLG04689071	pipetta tipo 2 - 10 mL - div. 0,1 mL - predisposizione tampone di cotone	12 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

