




Pipetta graduata, classe A, calibrata a contenere

BRAND

Pipetta graduata classe A calibrata a contenere - Blaubrand - conformità certificata - in vetro AR-GLAS - i limiti di errore e la divisione corrispondono alla DIN 12689 - lunghezza 360 mm - calibrata a contenere (In) - certificato di lotto incluso.



Code	Description	Packaging
LLG04688969	pipetta classe A calibrata a contenere 0,1 mL - div. 0,001	12 pz
LLG04689212	pipetta classe A calibrata a contenere 0,2 mL - div. 0,002	12 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

