




Pipetta graduata, classe A, calibrata a contenere

BRAND

Pipetta graduata classe A calibrata a contenere - Blaubrand - conformità certificata - in vetro AR-GLAS - i limiti di errore e la divisione corrispondono alla DIN 12689 - lunghezza 360 mm - calibrata a contenere (In) - certificato di lotto incluso.



Code	Description	Packaging
LLG04688969	pipetta classe A calibrata a contenere 0,1 mL - div. 0,001	12 pz
LLG04689212	pipetta classe A calibrata a contenere 0,2 mL - div. 0,002	12 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

