

**Pipetta tarata Classe AS Eterna a 1 tratto****BRAND**

Pipetta tarata classe AS Eterna (alta qualità e dosaggio veloce) - a un tratto - conformità certificata - in vetro AR-GLAS - scolamento totale - in accordo alla DIN EN ISO 648 - anelli di taratura e indicazioni indelebili di colore marrone, resistenti a lavaggi ripetuti - certificato del lotto incluso - calibrata per scolamento (Ex).



Code	Description	Packaging
LLG04688934	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 5 mL	6 pz
LLG04688935	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 1 mL	12 pz
LLG04688936	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 2 mL	12 pz
LLG04688981	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 20 mL	6 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

