

**Pipetta tarata Classe AS Eterna a 1 tratto****BRAND**

Pipetta tarata classe AS Eterna (alta qualità e dosaggio veloce) - a un tratto - conformità certificata - in vetro AR-GLAS - scolamento totale - in accordo alla DIN EN ISO 648 - anelli di taratura e indicazioni indelebili di colore marrone, resistenti a lavaggi ripetuti - certificato del lotto incluso - calibrata per scolamento (Ex).



Code	Description	Packaging
LLG04688934	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 5 mL	6 pz
LLG04688935	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 1 mL	12 pz
LLG04688936	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 2 mL	12 pz
LLG04688965	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 10 mL	6 pz
LLG04688975	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 25 mL	6 pz
LLG04688976	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 50 mL	6 pz
LLG04688981	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 20 mL	6 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

