



Capillari monouso intraMARK

BRAND

Capillari monouso intraMARK - tipo Blaubrand - conformità certificata con anello di taratura, per volumi superiori a 5 µL (in accordo con le norme tedesche per la certificazione ufficiale) - conformi alla DIN ISO 7550 - con anello color-code secondo ISO per una chiara identificazione - linea sottile di graduazione - calibrati per contenere (In) - primaria qualità ottenuta da una tecnologia produttiva esclusiva e da più di 25 anni di esperienza - controllo di qualità computerizzato garantisce il rispetto dei bassi limiti a tutte le varie fasi del ciclo produttivo - estremità tagliate: una precisa misura del volume richiede che le estremità delle pipette siano precisamente tagliate ad angolo retto, in questo modo il liquido può fuoriuscire accuratamente dalla colonna - per non danneggiare la pompetta, l'estremità di aspirazione delle micropipette capillari intraMARK è ribrucata - le superfici interna ed esterna sono levigate a fuoco e perciò particolarmente lisce (rugosità della superficie <0,02 µm) - lunghezza 125 mm - accuratezza $\pm 0,30\%$ per 1/2/3/4/5 µL, accuratezza $\pm 0,25\%$ da 10 µL - riproducibilità 0,6% per 1/2/3/4/5 µL, riproducibilità 0,5% da 10 µL - marcati CE secondo la direttiva IVDR 2017/746/CE.



Code	Description	Packaging
LLG04688082	capillari monouso intraMARK - bianco - anelli a 1,2,3,4,5 µL	4x250 pz
LLG04688083	capillari monouso intraMARK - arancione - anelli a 10 µL	4x250 pz
LLG04688932	capillari monouso intraMARK - 2 x bianco - anelli a 25 µL	4 pz
LLG04688941	capillari monouso intraMARK - 2 x rosso - anelli a 20+40 µL	4 pz
LLG04688961	capillari monouso intraMARK - verde - anelli a 50 µL	4x250 pz
LLG04688962	capillari monouso intraMARK - nero - anelli a 20 µL	4x250 pz
LLG04688966	capillari monouso intraMARK - rosso - anelli a 200 µL	4 pz
LLG04688967	capillari monouso intraMARK - blu - anelli a 100 µL	4 pz
LLG04688994	capillari monouso intraMARK - blu - anelli a 50+100 µL	4 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

