



Capillari monouso intraMARK

BRAND

Capillari monouso intraMARK - tipo Blaubrand - conformità certificata con anello di taratura, per volumi superiori a 5 μ L (in accordo con le norme tedesche per la certificazione ufficiale) - conformi alla DIN ISO 7550 - con anello color-code secondo ISO per una chiara identificazione - linea sottile di graduazione - calibrati per contenere (In) - primaria qualità ottenuta da una tecnologia produttiva esclusiva e da più di 25 anni di esperienza - controllo di qualità computerizzato garantisce il rispetto dei bassi limiti a tutte le varie fasi del ciclo produttivo - estremità tagliate: una precisa misura del volume richiede che le estremità delle pipette siano precisamente tagliate ad angolo retto, in questo modo il liquido può fuoriuscire accuratamente dalla colonna - per non danneggiare la pompetta, l'estremità di aspirazione delle micropipette capillari intraMARK è ribrucata - le superfici interna ed esterna sono levigate a fuoco e perciò particolarmente lisce (rugosità della superficie $<0,02 \mu\text{m}$) - lunghezza 125 mm - accuratezza $\pm 0,30\%$ per 1/2/3/4/5 μ L, accuratezza $\pm 0,25\%$ da 10 μ L - riproducibilità 0,6% per 1/2/3/4/5 μ L, riproducibilità 0,5% da 10 μ L - marcati CE secondo la direttiva IVDR 2017/746/CE.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

