

**Provetta fondo tondo in PC****BRAND**

Provetta per centrifuga fondo tondo - in PC - bordo dritto - graduazioni in rilievo - divisione approssimativamente 1 mL - trasparente con leggera colorazione giallastra - resiste a RCF fino a 20000.



Code	Description	Packaging
LLG04689073	provetta per centrifuga - in PC - 50 mL - Ø35x99 h mm	10 pz
LLG04689074	provetta per centrifuga - in PC - 100 mL - Ø41x115 h mm	10 pz
LLG04689223	provetta per centrifuga - in PC - 100 mL - Ø45x98 h mm	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

