


**Scatola per criogenia Cryobox****BRAND**

Scatola per conservazione provetta da criogenia - in policarbonato - intervallo di temperatura (in azoto liquido in fase gassosa) da -196 °C a +121 °C - autoclavabile a 121 °C (2 bar), secondo la norma DIN EN 285.



Code	Description	Packaging
LLG04688064	scatola per provette da criogenia da 1,2 e 2 mL - 81 posti	4 pz
LLG04689256	scatola per provette da criogenia da 1,2 e 2 mL - 100 posti	4 pz
LLG04689257	scatola per provette da criogenia da 3, 4 e 5 mL - 81 posti	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

