

**Vaschetta per colorazione in vetro****BRAND**

Vaschetta per colorazione vetrini in vetro soda-calcico - completa di coperchio - per l'inserimento dei vetrini da 26x76 mm.



Code	Description	Packaging
LLG04688933	vaschetta Schiefferdecker con coperchio per 16 vetrini	10 pz
LLG04688939	vaschetta Hellendahl con coperchio per 16 vetrini	10 pz
LLG04688940	vaschetta Coplin con coperchio per 16 vetrini	10 pz
LLG04688958	Vaschetta con coperchio - per cestello LLG04688993	10 pz
LLG04689064	vaschetta Hellendahl alta con coperchio per 16 vetrini	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

