


**Indicatore di flusso****BRAND**

Indicatore di flusso. In stirene- acrilonitrile (SAN), trasparente. Questo dispositivo ottimizza il flusso dell'acqua di raffreddamento durante la distillazione. Ciò diminuisce i costi operativi riducendo il consumo dell'acqua.

Massima pressione operativa: 2 bar.

Massima temperatura operativa per SAN: 30 °C.



Code	Description	Packaging
LLG04689072	Indicatore di flusso, SAN, per tubi diam. Interno 6-11 mm	5 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

