

**Bottiglione senza rubinetto****BRAND**

Bottiglione per stoccaggio, in PE-HD, con tappo a vite e manico in materiale plastico.

**Rubinetto da acquistare a parte: LLG07019555.**



| Code        | Description   | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04684617 | Bottiglione per stoccaggio SENZA rubinetto,5 litri, in PE-HD, collo stretto | 1 pz      |
| LLG04684618 | Bottiglione di stoccaggio SENZA rubinetto,10 litri, in PE-HD, collo stretto | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

