

**Giunto sferico, a palla, lucidato, S****Duran**

- Fabbricato in vetro borosilicato 3.3.
- Possibilità di lavorare senza grasso lubrificante.
- La tenuta ermetica è garantita dall'uso di un ulteriore anello di tenuta.
- Non autoportante.



Code	Description	Packaging
LLG07611433	Giunto sferico, a palla, lucidato, S19/9, diametro 12 mm, spessore parete 2,2 mm, lungh.115 mm	1 pz
LLG07611434	Giunto sferico, a palla, lucidato, S35/20, diametro 24 mm, spessore pareti 2,5 mm, lungh. 150 mm	1 pz
LLG07611435	Giunto sferico, a palla, lucidato, S41/25, diametro 28 mm, spessore pareti 2,8 mm, lungh. 150 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

