

**Giunto sferico, a coppa, lucidato, misura in pollici, S****Duran**

- Conforme alle norme DIN 12244 e 12264.
- Fabbriato in vetro borosilicato 3.3.
- Distacco facile grazie a una maggiore flessibilità della giunzione smerigliata.
- Non autoportante.



Code	Description	Packaging
LLG06202224	Giunto sferico, a coppa, lucidato, misura in pollici, S51/30, diametro 36 mm, spessore pareti 2,8 mm, lungh. 150 mm	1 pz
LLG07082091	Giunto sferico, a coppa, misura in pollici, S35/25, diametro 28 mm, spessore pareti 2 mm, lungh. 120 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

