



**Pompa per acqua DURAN®**

**Duran**

Pompa per acqua DURAN®, con valvola di non ritorno. Portata: 300 L/h. Altezza: 275 mm.  
Pressione 1,2 bar.



Code	Description	Packaging
LLG07022089	Pompa per acqua con valvola di non ritorno, in DURAN®, H 275 mm, portata 300 L/h, pressione minima dell'acqua 1,2 bar	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

