

**Pompa a getto d'acqua in PP****Duran**

Pompa a getto d'acqua in plastica (PP), con valvola di non ritorno, collegamento per tubo e adattatori da 1/2" e 3/4".

Portata: 400 l/h alla pressione d'acqua di 3.5bar e alla temperatura dell'acqua di 12°C. Altezza 235 mm. Connessione per tubo diam. interno 9 - 12 mm. Portata minima 170 l/h.



Code	Description	Packaging
LLG07023753	Pompa a getto d'acqua in PP, con valvola di non ritorno, con connettori per 1/2" e 3/4", h 235 mm, portata 170 L/h, pressione minima dell'acqua: 1 bar, connessione adatta per tubi diam. 9 - 12 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

