

**Provetta con filettatura SVL, in Duran****Duran**

- Realizzata in vetro borosilicato 3.3.
- Filettatura SVL: più fine rispetto al tipo GL.
- Apertura e chiusura facili e sicure.
- Possibile lavorare senza grasso lubrificante.



Code	Description	Packaging
LLG06901170	Provetta filettata, SVL 15, lungh 100 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 50 CONF. O MULTIPLI DI 50 CONF.	1 pz
LLG06901237	Provetta filettata, SVL 30, lungh.140 mm	1 pz
LLG06901314	Provetta filettata, SVL 22, lungh. 100 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

