

**Tappo a vite, in PP, con guarnizione****Duran**

Tappi a vite DURAN® originali, con filettatura GL e anello salva-goccia. Disponibili in blu, verde, giallo, grigio con anello anti-goccia nel relativo colore. In questo modo è possibile utilizzare il codice colore per distinguere il contenuto della bottiglia.

**Applicazioni tipiche:** aiuto visivo alla distinzione del contenuto di differenti flaconi.



Code	Description	Packaging
LLG09072403	Tappo a vite, filettatura DIN 45, diam. 54 x 25 h mm, colore giallo	10 pz
LLG09072404	Tappo a vite, filettatura DIN 45, diam. 54 x 25 h mm, colore verde	10 pz
LLG09072405	Tappo a vite, filettatura DIN 45, diam. 54 x 25 h mm, colore grigio	10 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

