

**Master Mix Stilla compatibile TaqMan®****Stilla Technologies**

Le multiplex PCR MIX naica® sono soluzioni a due componenti pronte all'uso, studiate in modo specifico per Crystal Digital PCR™ basata su sonde fluorescenti. Alta capacità multiplexing. Il colorante di riferimento blu stabilmente incorporato facilita la reazione di assemblamento e assicura la riproducibilità della partizione. La concentrazione 10X rilascia un volume di reazione che può essere usato per campione addizionale, sonde o primer aumentando la capacità multiplexing e assicurando un'ottima sensibilità anche per basse concentrazioni di campione.



Code	Description	Packaging
R10054	5X naica™ Multiplex PCR MIX 0.750 ml	
R10055	5X naica™ Multiplex PCR MIX 1.50 ml	
R10104	10X naica™ Multiplex PCR MIX 0.375 ml	
R10105	10X naica™ Multiplex PCR MIX 0.750 ml	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

