

**Master Mix Stilla compatibile TaqMan®****Stilla Technologies**

Le multiplex PCR MIX naica® sono soluzioni a due componenti pronte all'uso, studiate in modo specifico per Crystal Digital PCR™ basata su sonde fluorescenti. Alta capacità multiplexing. Il colorante di riferimento blu stabilmente incorporato facilita la reazione di assemblamento e assicura la riproducibilità della partizione. La concentrazione 10X rilascia un volume di reazione che può essere usato per campione addizionale, sonde o primer aumentando la capacità multiplexing e assicurando un'ottima sensibilità anche per basse concentrazioni di campione.



Code	Description	Packaging
R10054	5X naica TM Multiplex PCR MIX 0.750 ml	
R10055	5X naica TM Multiplex PCR MIX 1.50 ml	
R10104	10X naica TM Multiplex PCR MIX 0.375 ml	
R10105	10X naica TM Multiplex PCR MIX 0.750 ml	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

