

**6x DNA Loading Dye Buffer Double Blue****Solis Biodyne**

Per il caricamento su gel di campioni di DNA tipo frammenti di PCR e frammenti di restrizione.

- Include due coloranti traccianti;
- Facile caricamento e rilevamento di camoioni di DNA;
- Stoccaggio a temperatura ambiente.



Code	Description	Packaging
FC6070300001	6x DNA loading dye Buffer Orange Blue 1 ml	1 ml
FC6070300010	6x DNA loading dye Buffer Orange Blue 10 ml	10 ml



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

