



# PROMOTION

DU 1ER MAI AU 30 JUIN

ECONOMISEZ

23%

## 40 TUBES CONIQUES 50ML PAR CYCLE

En ce printemps, nous vous proposons nos centrifugeuses **ROTANTA 460 & 460 R** permettant de centrifuger jusqu'à 40 tubes coniques 50ml ou 96 tubes coniques 15ml simultanément. D'autres adaptateurs pour différents types de tubes existent !

Consultez la fiche technique : [Fiche technique ROTANTA 460 & 460R](#)

La Rotanta 460 est une centrifugeuse ventilée (sans contrôle de température) contrairement à la Rotanta 460 R qui est une centrifugeuse réfrigérée. Si vous n'avez pas de place sur une paillasse, nous proposons notre meuble à roulettes spécialement conçu pour nos centrifugeuses.

Dans la configuration proposée la vitesse maximale est de 3 800RPM soit une accélération de 3196g.

### Quelques avantages de ces modèles :

- Même rotor pour tubes et plaques
- Différents rotors disponibles
- Possibilité de verrouiller le contrôleur
- 98 programmes mémorisables
- Fonction de pré-refroidissement sur le modèle réfrigéré
- Compteur de cycles

Jusqu'au 30 juin, profitez de la configuration ventilée à **7 900€HT** ou la configuration réfrigérée à **10 000€HT** transport compris. Vous économisez ainsi **23%** sur les prix publics 2022.

Pour plus d'informations ou pour commander, veuillez contacter votre représentant commercial. Vous trouverez des informations complètes sur tous les produits Hettich sur notre site internet : [www.hettichlab.fr](http://www.hettichlab.fr)

### ROTANTA 460

RÉF : 5650-PROMO2022

### ROTANTA 460 R

RÉF : 5660-PROMO2022

- Centrifugeuse ROTANTA 460
- Rotor 5654
- Nacelles 5651-A
- Adaptateurs 5683 et 5686

Prix Public: ~~€ 10.252,-~~  
Prix spécial promo

**€ 7.900,-**

Prix HT, livré à quai ou RDC. Selon nos conditions générales de ventes.

- Centrifugeuse ROTANTA 460 R
- Rotor 5654
- Nacelles 5651-A
- Adaptateurs 5683 et 5686

Prix Public: ~~€ 12.963,-~~  
Prix spécial promo

**€ 10.000,-**

Prix HT, livré à quai ou RDC. Selon nos conditions générales de ventes.