



PROMOTION

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

ECONOMISEZ

22%

UNE VITESSE MAXIMALE POUR UN ENCOMBREMENT MINIMAL

A l'aide de son rotor 1720, la ROTINA 380 peut centrifuger jusqu' à 6 tubes coniques 15/50ml à 10 000 RPM soit environ 13 000g. Avec la ROTINA 380 R (modèle réfrigéré) la vitesse maximale est de 11 000 RPM soit plus de 15 500g.

Consultez la fiche technique : [Fiche technique ROTINA 380 & 380 R](#)

Centrifugeuse robuste, compacte et polyvalente, elle a tout pour plaire !

De plus, avec son groupe froid à l'arrière, le modèle réfrigéré vous apportera un gain de place sur la paillasse.



Rotor 1720

Jusqu'au 31 Août, profitez de la configuration réfrigérée à 6 550€HT ou la configuration ventilée à 4 550€HT, transport compris. Vous économisez 22% sur les prix publics 2022.

Pour plus d'informations ou pour commander, veuillez contacter votre représentant commercial. Vous trouverez des informations complètes sur tous les produits Hettich sur notre site internet :

www.hettichlab.fr

ROTINA 380

RÉF : 1701-PROMO2022

- Centrifugeuse ROTINA 380
- Rotor 1720
- Adaptateurs 1454 et 1466

Prix Public: ~~€ 5.826,-~~
Prix spécial promo

€ 4.550,-

Prix HT, livré à quai ou RDC. Selon nos conditions générales de ventes.

ROTINA 380 R

RÉF : 1706-PROMO2022

- Centrifugeuse ROTINA 380 R
- Rotor 1720
- Adaptateurs 1454 et 1466

Prix Public: ~~€ 8.406,-~~
Prix spécial promo

€ 6.550,-

Prix HT, livré à quai ou RDC. Selon nos conditions générales de ventes.