

LABORHITS

Agitateur à hélice LLG-uniSTIRRER OH2, numérique

GARANTIE
3
 ANS



Choix d'affichage entre vitesse et couple

Protection contre la surcharge

Utilisation universelle

Propriétés

- Moteur sans balai sans entretien
- Affichage numérique de la vitesse
- Choix d'affichage entre vitesse et couple
- Vitesse réglable en continu
- Protection contre la surcharge
- Construction compacte
- Fonctionnement très silencieux
- Affichage du code d'erreur
- Interface RS232

Agitateur à hélice universel économique pour agitation simple jusqu'à 20 l (H₂O). Grâce à la régulation par microprocesseur, la vitesse peut être maintenue constante entre 50 et 2 200 tr/min. Un circuit de sécurité électronique garantit l'arrêt de l'appareil en cas de panne ou de surcharge. Vitesse réglée et vitesse réelle sont ajustées en continu. Ainsi, la vitesse reste constante même lors des changements de viscosité.

Statif :

En acier inoxydable avec manchon, dimensions (l x p x h) : 200 x 310 x 780 mm, tapis antidérapant

Hélice d'agitation :

À 4 lames, en acier inoxydable, longueur de l'arbre 400 mm, diamètre de l'agitateur 50 mm

Inclus dans la livraison : agitateur magnétique avec statif, tapis antidérapant et hélice 4 lames

Caractéristiques

Volume d'agitation (H₂O) : 20 l
Plage de vitesse : 50 ... 2.200 tr/min
Viscosité max. : 10000 mPas
Puissance moteur entrée/sortie : 60/50 W
Précision de l'affichage de la vitesse : ± 3 tr/min
Couple max. de l'arbre : 40 Ncm
Affichage : LCD
Plage de serrage du mandrin : 0,5 ... 10 mm
Dimensions (l x p x h) : 83 x 186 x 220 mm
Alimentation : 110 ... 240 V, 50/60 Hz
Degré de protection : IP 21

Type	Type de fiche	UC	Référence
LLG-uniSTIRRER OH2	EU	1	LLG06263455
LLG-uniSTIRRER OH2	UK	1	LLG06263456