

RELAZIONE TECNICA



GUANTI IN NITRILE NITRA FORCE

STANDARD QUALITATIVI

Conformi al Regolamento Dispositivi Medici 2017/745 Classe I ed al Regolamento DPI 2016/425 Categoria III

Prodotti in azienda con sistema qualità ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016



SPECIFICHE TECNICHE

Tipo: MD0120 Senza Polvere, NON Sterile, Monouso

Materiale: Nitrile sintetico Latex Free

Colore: Blu

Lunghezza minima: 240 mm

Larghezza al palmo: Taglia S 80 mm \pm 10

Taglia M 95 mm \pm 10

Taglia L 110 mm \pm 10

Taglia XL 120 mm \pm 10

Spessore Minimo: 0,05-0,08 mm

Utilizzo: guanti protettivi per uso sanitario generale. Resistenti all'acqua, resistenza chimica ad una gamma di prodotti chimici e sostanze comunemente utilizzate in ambito sanitario

Conservazione: i guanti mantengono le loro proprietà se conservati in luogo secco ed asciutto. Non esporre alla luce diretta del sole.

Shelf-Life: 3 anni dalla data di fabbricazione

Redatto da: J. Osnago

Rilasciato da: J. Osnago

Page 1 of 2

Cod. FFM1G

Data Emis. 21122020


Data
Rev.

Livello Rev. 00

RELAZIONE TECNICA

Riferimenti

Codice	Descrizione
FM10128MEDS	Guanti Nitrile Nitra Force – Taglia S,100 pz
FM10128MEDM	Guanti Nitrile Nitra Force – Taglia M,100 pz
FM10128MEDL	Guanti Nitrile Nitra Force – Taglia L,100 pz
FM10128MEDXL	Guanti Nitrile Nitra Force – Taglia XL,100 pz



Produttore: Dongguan Grinvald Technology Co. Ltd. – Dongguan City, CN 523000

Distributore: CARLO ERBA Reagents S.r.l – via Merendi 22 – 20010 Cornaredo (Milano)

Cod. FM1G	Data Emiss. 21122020	Data Rev.	Livello Rev. 00
-----------	----------------------	-----------	-----------------