



# CytoFAST Elite

## Technisches Datenblatt



# Technische Spezifikationen

## Zytostatika Sicherheitswerkbank

FASTER CytoFAST Elite | Klasse II gemäß DIN 12980, ISO 14644-1, EN 12469

Beschreibung	Einheit	0,9 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
Allgemeine Maße B×H×T	(1) mm	1045×2345×855	1350×2345×855	1655×2345×855	1960×2345×855
Nutzbare Maße B×H×T	mm	887×740×580	1192×740×580	1497×740×580	1802×740×580
Gerätehöhe mit Untergestell (Standard)	(2) mm			2345	
Arbeitshöhe (Sitzarbeitsplatz)	mm			880	
Arbeitsöffnung	mm			200	
Max. elekt. Frontöffnung	mm			440	
Komplette Frontscheibenöffnung	mm			740	
Gewicht	kg	215	245	290	325
Abluft	m <sup>3</sup> /h	290	390	490	585
Inflow	m/s			0,50	
Downflow	m/s			0,45 GMP	
Geräuschpegel	(3) dB(A)	<51	<52	<54	<55
Lichtstärke	lux	>1100	>1200	>1300	>1300
Elektrischer Anschluss		1Ph+E - 230 V 50 Hz, Kabellänge 2,5 m (Schuko-Stecker)			
Gesamtstrom	(3)(4) A	2,3	3,0	4,5	4,5
Stromverbrauch	W	211	320	517	621
Schutzklasse / IP				1 / 20	
Interne Absicherung	A			4	
Wärmeabgabe	W	175	240	295	360
Betriebsmodus für Nachtabenkung		●	●	●	●
Fernwartung (Remote Control Function)		●	●	●	●
Quick Start Function / Energy Save Mode		●	●	●	●
Steckdosen IP66				2	
Weitere HEPA-Filter		●	●	●	●
Zeitschaltuhr für programmierbaren Start / Stop		●	●	●	●

(1) Die Gesamttiefe der Werkbank kann auf 780 mm reduziert werden bei Demontage der Rückwand  
 (2) Die Gesamthöhe der Werkbank, ohne Untergestell, zur Einbringung durch eine Tür, beträgt 1995 mm  
 (3) Gemessen in Betriebszustand gemäß EN12469:2000  
 (4) Gemessen mit sauberen Filtern, Beleuchtung ein, interne Steckdosen aus

● Standard ● Optional

CER DE/Tec\_CytoFAST-Elite/2022-03/Ed. 01. In this brochure all pictures and specifications are purely indicative and may vary without notice.