



pHmetro portatile Testo 205

Testo

pHmetro portatile Testo 205.

Il testo 205 è un robusto misuratore a penetrazione della temperatura e del pH degli alimenti, con compensazione automatica della temperatura.

Il resistente puntale di misurazione a penetrazione è intercambiabile e protetto dallo sporco grazie alla membrana forata.

- Punta pH incorporata in plastica infrangibile;
- Punta combinata con sonda di temperatura;
- Elettrolita in gel esente da manutenzione;
- Riconoscimento automatico del valore finale (auto-hold);
- Display illuminato a 2 righe;
- Punti di calibrazione pH: 1 - 3 punti.

Fornitura: strumento, sonda di penetrazione, tappo di conservazione, cintura e supporto a parete.

- Range di pH: 0 ... 14;
- Risoluzione: 0,01;
- Range di temperatura: 0 ... 60 °C;
- Alimentazione: include 4 batterie a bottone LR44.



Code	Description	Packaging
LLG07615330	pHmetro portatile testo 205, a penetrazione, pH 0 ... 14, risoluzione 0,01, temperatura 0 ... 60 °C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

