

**Mini Agitatore Matrix Orbital****IKA**

Mini Agitatore Matrix Orbital. Potente termo-agitatore disponibile per campioni con volumi minimi, ad es. campioni di sangue, agenti farmaceutici, campioni di DNA/RNA o saggi Elisa. Senza contaminazione incrociata e con un risultato di miscelazione ottimale.

- Display ampio e chiaro, con una comoda struttura di menu, che consente un funzionamento intuitivo

- Due diverse modalità di velocità per una miscelazione ottimale
- Regolazione della velocità in base a inserto, accessorio e volume di riempimento
- Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso

La fornitura include: Agitatore, 3 inserti provette (1 x 0,5 ml, 1 x 1.5/2.0 ml e 1 x 0.2 ml PCR)

Caratteristiche

- Tipo di movimento: orbitale
- Orbita: 3 mm
- Range velocità: 300 ... 3000 rpm
- Potenza assorbita: 80 W
- Potenza motore uscita 88 W
- Massimo peso agitolabile (con accessorio): 0.3 kg
- Timer: 1 s ... 6000 min
- Temperatura ambiente ammessa: 5 ... 40 °C
- Umidità relativa ammessa: 80 %
- Dimensioni (L x P x H): 198 x 318 x 124 mm
- Peso: 7.2 kg
- Alimentazione: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
- Codice IP: IP 21
- Funzionamento Continuo



Code	Description	Packaging
LLG04664739	Mini agitatore Matrix Orbital, massimo 0,3 kg, velocità 300-3000 rpm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

