

**Agitatore ad asta Nanostar 7.5 digital****IKA**

Agitatore ad asta Nanostar 7.5 digital. Questo potente agitatore ad asta presenta funzionalità di base perfette. Ha un design compatto, salvaspazio ed è facile da utilizzare.

- Funzionamento tramite una manopola girevole stabile
- Display in vetro indurito per massima visibilità e resistenza chimica
- Il display mostra chiaramente la velocità di rotazione
- Regolari aggiornamenti software possono essere effettuati rapidamente e semplicemente tramite interfaccia USB
- Alloggiamento resistente agli agenti chimici
- Regolatore di velocità controllato da microprocessore per una velocità di rotazione costante, anche con variazioni di viscosità
- -0 anni di garanzia

Caratteristiche

- Quantità massima agitabile (H₂O): 5 litri
- Viscosità massima: 4000 mPas
- Potenza motore assorbita/erogata: 32 W / 22 W
- Range velocità: 0/50 ... 2000 rpm
- Massimo momento torcente: 7.5 Ncm
- Display: LED
- Range apertura mandrino: 0.5 ... 8 mm
- Dimensioni (L x P x H): 53 x 130 x 147 mm
- Peso: 0.8 kg
- Classe di protezione DIN EN 60529: IP 54
- Alimentazione: 100 ... 240 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06311510	Agitatore ad asta Nanostar 7.5 digital	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

