


**Rack per microprovette, 80 posti****LLG Labware**

Rack per microprovette, 80 posti. Realizzato in polipropilene resistente. Progettato per contenere microtubi da 1,5 ml / 2,0 ml (5 x 16 posti) in un intervallo di temperatura da -80 °C a 121 °C. Numeri stampati sulla superficie per una facile identificazione dei campioni. Adatto per la sterilizzazione in autoclave a 121 °C.



Code	Description	Packaging
LLG04672062	Rack per microprovette, 80 posti, giallo, rosso, blu, arancione, verde	5 pz
LLG04672063	Rack per microprovette, 80 posti, giallo	5 pz
LLG04672064	Rack per microprovette, 80 posti, rosso	5 pz
LLG04672065	Rack per microprovette, 80 posti, blu	5 pz
LLG04672067	Rack per microprovette, 80 posti, arancione	5 pz
LLG04672068	Rack per microprovette, 80 posti, verde	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

