

**Bacinelle per attrezzature, vetro**

Glaswarenfabrik Karl Hecht

Bacinelle per attrezzature, vetro. In vetro. Con pareti verticali e bordi lucidati. Con e senza coperchio in acciaio inox. Le dimensioni indicate sono nominali.



Code	Description	Packaging
LLG09200020	Bacinella senza coperchio, largh. 100 mm, lungh. 200 mm, altezza 50 mm	1 pz
LLG09200037	Bacinella senza coperchio, largh. 100 mm, lungh. 200 mm, altezza 100 mm	1 pz
LLG09200114	Bacinella con coperchio, largh. 60 mm, lungh. 120 mm, altezza 40 mm	1 pz
LLG09200120	Bacinella con coperchio, largh. 100 mm, lungh. 200 mm, altezza 50 mm	1 pz
LLG09200137	Bacinella con coperchio, largh. 100 mm, lungh. 200 mm, altezza 100 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

