

**Bottiglie a bocca larga, PE, graduate****Kartell**

Bottiglie a bocca larga, PE, graduate. Resistono a considerevole pressione prima di rompersi. Protetto da punti di etichettatura sulla bottiglia e sul tappo. Le note riservate possono essere collocate nello spazio tra il tappo e il sottotappo di tenuta. Adatto per alimenti secondo il Regolamento CE 1935/2004 e Regolamento CE 10/2011.



Code	Description	Packaging
LLG04672387	Bottiglie bocca larga, 100ml, Grad. 20 ml, Øest. 48mm, Øint. 24mm, H 89mm	10 pz
LLG04672388	Bottiglie bocca larga, 1000ml, Grad. 100ml, Øest. 93mm, Øint. 45mm, H 200mm	10 pz
LLG04672389	Bottiglie bocca larga, 2 L, Grad. 100ml, Øest. 115mm, Øint. 45mm, H 247mm	10 pz
LLG04672390	Bottiglie bocca larga, 250ml, Grad. 25ml, Øest. 61mm, Øint. 34,5mm, H 126mm	10 pz
LLG04672391	Bottiglie bocca larga, 50ml, Grad. 10ml, Øest. 40mm, Øint. 24mm, H 77mm	10 pz
LLG04672392	Bottiglie bocca larga, 500ml, Grad. 50ml, Øest. 75mm, Øint. 34,5mm, H 158mm	10 pz
LLG09072950	Bottiglia 50 ml, grad. 10 ml, Ø est. 40 mm, Ø int. 24,00 mm, h 77 mm	1 pz
LLG09072951	Bottiglia 100 ml, grad. 20 ml, Ø est. 48 mm, Ø int. 24,00 mm, h 89 mm	1 pz
LLG09072952	Bottiglia 250 ml, grad. 25 ml, Ø est. 61 mm, Ø int. 34,50 mm, h 126 mm	1 pz
LLG09072953	Bottiglia 500 ml, grad. 50 ml, Ø est. 75 mm, Ø int. 34,50 mm, h 158 mm	1 pz
LLG09072954	Bottiglia 1000 ml, grad. 100 ml, Ø est. 93 mm, Ø int. 45,00 mm, h 200 mm	1 pz
LLG09072955	Bottiglia 2000 ml, grad. 100 ml, Ø est. 115 mm, Ø int. 45,00 mm, h 247 mm	1 pz

