

**Microsiringa serie 1700, con ago cementato (N)****Hamilton**

Microsiringhe a tenuta di gas, serie 1700, con ago cementato (N). Con tenuta pistone in PTFE. Ago di lunghezza: 51 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06058898	Microsiringhe, serie 1700 RN, con ago removibile, Tipo 1710 N, Capacità 100 µl, Calibro 22s, Punta 3 (HPLC)	1 pz
LLG06070203	Microsiringhe, serie 1700 RN, con ago removibile, Tipo 1705 N, Capacità 50 µl, Calibro 22s, Punta 3 (HPLC)	1 pz
LLG06083932	Microsiringa modello 1702 N, calibro 22s, lunghezza ago 51 mm, punta 3, volume 25 µl	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

