


**Portaprovette OneRack® in POM/PP****Heathrow Scientific****Portaprovette OneRack®, PP**

Robusto e altamente resistente ad acidi, basi, solventi e calore. Questi rack durevoli sono stampati in un unico pezzo continuo, quindi non richiedono assemblaggio e non ci sono pezzi staccabili.

- Stampato in griglia alfanumerica
- Non galleggiano nei bagni d'acqua
- Area di etichettatura piatta
- Buona resistenza chimica



Code	Description	Packaging
LLG06242629	Rack prov. Ø30mm (15-50 ml), posti 24, 110x282x85 h mm, verde ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 8 CONF. O MULTIPLI DI 8 CONF.	1 pz
LLG06256110	Rack prov. Ø16mm (5-10 ml), posti 36, 127x127x70 h mm, verde ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 8 CONF. O MULTIPLI DI 8 CONF.	1 pz
LLG06256111	Rack provette Ø30mm (15-50 ml), posti 9, 110x110x85 h mm, verde, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 8 pz O MULTIPLI DI 8 pz	1 pz
LLG06256113	Rack prov. Ø13mm (5-10 ml), posti 36, 104x104x59 h mm, verde ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 8 CONF. O MULTIPLI DI 8 CONF.	1 pz
LLG06266916	Portaprovette OneRack, per prov.Ø13mm(5-10ml) 72 posti, 104x202x59 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 8 pz O MULTIPLI DI 8 pz	1 pz
LLG06266917	Portaprovette OneRack, per prov.Ø16mm(5-10ml) 72 posti, 127x250x70 mm ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 8 pz O MULTIPLI DI 8 pz	1 pz
LLG06266918	Portaprovette OneRack, per prov.Ø20mm(10-18ml) 40 posti, 100x252x83 mm ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 8 CONF. O MULTIPLI DI 8 CONF.	1 pz
LLG06266919	Portaprovette OneRack, per prov.Ø25mm(10-18ml) 40 posti, 120x300x92 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 8 pz O MULTIPLI DI 8 pz	1 pz
LLG06266920	Portaprovette OneRack, per prov.Ø30mm(15-50ml) 24 posti, 110x282x85 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 8 pz O MULTIPLI DI 8 pz	1 pz

